



K102

4kch Multi channel analyzer

K102 は KromeK 社 (英国) の 4kch マルチチャネルアナライザです。K102 は波形整形増幅器からの正極性ユニポーラ信号(入力範囲 0-+2.5V)を入力して使用します。

K102 は Microsoft 社 Windows XP™以降のオペレーティングシステムがインストールされたパーソナルコンピュータの USB ポートに挿入するだけで動作します。(USB バスパワー)

KromeK では、K102 制御用専用プログラム KSpect が標準で添付されます。KSpect では MCA の制御 (測定の開始・停止、データ消去、プリセット)、ROI 機能 (ROI の設定、消去、ROI のグロスカウント・ネットカウント・FWHM)、エネルギー校正機能、スクリプト機能が用意されています。 K102 はコストパフォーマンスに優れた汎用マルチチャネルアナライザです。

性能

入力:正極性パルス入力

Peaking time $0.5-50 \mu s$

入力電圧: 0-2.5V(full scale)

入力インピーダンス: $10k\Omega$

最大入力電圧:+5V

ADC ゲイン: 4096(12bits) 積分非直線性: <±0.02%

微分非直線性:<±1%

最大計数率:32kcounts/s(Typical)

消費電力:150mW


外形寸法:約 70mm×約 30mm×約 12mm

用途

- 学生実験
- 機器調整
- 各種検出器の性能確認







入力信号

K102 に信号を入力する際には、使用する増幅器の出力波形をオシロスコープにて観測し、 適正な電圧、信号幅であることを確認してください。

また、ベースラインが変動している場合には、増幅器の BLR 機能等を使用してベースラインの変動を改善してください。

Option



K102-CABLE-KIT は Kromek 社 K102型 MCA 等 SMA コネクタの入出力 を BNC コネクタ (メス) に接続する変換キットです。

SMA-J ⇔ BNC-P 変換コネクタ

- 誘電体テフロン
- ガスケットシリコン系
- ・50Ω系 0~12.4GHz

SMA-SMA ケーブル

- ・ケーブル長 1.5m
- ケーブル種類 RG-316/U (絶縁体:テフロン)
- ・インピーダンス 50Ω
- ·電線径 約 2.5mm
- ・コネクタ 両端 SMA (オス)

国内総代理店

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-7

仁木工芸株式会社

Tel 03-3456-4700 Fax 03-3456-3423 Email: <u>sales@nikiglass.com</u> URL: http://www.nikiglass.co.jp